



Perfect Dent

WISMY



**4** YEARS  
WARRANTY


# Wismy EndoMotor

# Wisomy EndoMotor Features



# Smart Design

**SLIM  
NECK**



**MINI  
HEAD**



1 تصميم ذكي  
برأس أصغر و هيكل  
أنحف

## 2 Smart File Remover

Without Hand  
Manipulation

زر لإزالة الفاييل تلقائياً  
بمجرد الضغط



# Speed and Torque

**B** Stable speed and high torque

سرعة ثابتة وعزم قوي تحت الضغط

STABLE

SPEED  
SPEED

UNDER PRESSURE



TORQUE

0.6-6 N.cm

SPEED

150-1200 rpm

# Programs and Charging



4


**10** Adjustable Programs

**10** برامج قابلة للتعديل

(Automatically saved)

## 6 Plug & Play option

إمكانية استخدام الجهاز أثناء شحنه بـ Power bank دون الحاجة للانتظار وتضييع الوقت



# Movements

## 7 All options that endodontists need in one device

### Rotation Modes:

#### 1- Forwards

دوران مستمر مع عقارب الساعة

#### 2- Reverse

دوران مستمر عكس عقارب الساعة

#### 3- Reciprocation mode

Fully adjustable angles

دوران تبادلي، يمكنك تعديل الزوايا

ليناسب جميع أنواع الـ Files



### Prevent File Fracture:


الجهاز الوحيد المتميز بوجود الخاصيتين سوياً:

#### 1- Auto-Reverse



#### 2- OTR (Optimum Torque Revers)

بزوايا قابلة للتعديل




### Dual Function Features:

When connected with BOMEDENT APEX LOCATOR




#### 1- Auto start

بدء تلقائي عند  
لمس القناة




#### 2- Auto stop

توقف تلقائي عند  
مغادرة القناة



#### 3- Apical reverse

عكس الحركة تلقائي عند  
الوصول لنهاية القناة



# Weight and Sleeves

8 Suitable weight  
وزن خفيف ومریح للید

9 3 أغطية سيليكون  
قابلة للتعقيم



3 autoclavable  
silicone  
sleeves



# CONTACT US

---



[perfectdenteg.com](https://perfectdenteg.com)



[perfectdenteg](https://perfectdenteg)



[perfectdenteg](https://perfectdenteg)



[info@perfectdenteg.com](mailto:info@perfectdenteg.com)



+201552974571

+201018436971



74 Ammar ibn Yasser, above Metro Market,  
Masr Al Jadidah, Cairo, Egypt