



PERFECT
DENT

WISMY

Wismy

Endomotor



2026

10
Years
of being Perfect

#اسم_له_تاریخ

—◦ New Luxurious Design
Premium Experience Display ◦—
—◦ Enhanced Contra Design
= More Corrosion Resistance



**THE
GOLD
EDITION**

5
YEARS
WARRANTY



○ **Mini Head**

○ **Slim Neck**



1:1

Stainless Steel Contra

Simple, Affordable, and Efficient


- **Maximum Rust Resistance**
- **Maximum Impact Resistance**

○ **Smart Power Button**

○ **Weight 135g**

○ **Ergonomic Design**

○ **Black Matte Smooth Touch**



Smart File Removal

Without Hand Manipulation

○



**PERFECT
DENT**

CWISEMY

Master Features

Powerful Battery 1200 mAh
with Plug & Play option
(can operate while charging)



Dual Function
Connected with Bomedent Apex Locator





PERFECT
DENT

WISMY

Master Features



Stable Speed under pressure
150–1200 rpm



Torque
0.6–6 N.cm



10
Adjustable Programs
(Automatically saved)

3 Autoclavable
Silicone Sleeves



Motions


Rotation Modes:

- 1– Forwards 
- 2– Reverse 

3– Reciprocation mode

*Fully adjustable angles

*Speed starts from 250–500 rpm



Prevent File Fracture

1– Auto Reverse




2– OTR (Optimum Torque Reverse)



Dual Function Features:

when connected with Bomedent Apex Locator


1– Auto Start



2– Auto Stop



3– Apical reverse



Doctor's Votes & Reviews

we pretend we AREN'T dental students
Anonymous participant · 2024

انهي احسن واجيب ايه apex locator

☒ wismy endomotor
99 votes

☐ e connect pro endomotor
36 votes

☐ endo free endomotor
3 votes

6 comments 138 Votes

WISMY EndoMotor
#رقم_واحد بينافس نفسه

Perfect Dent CWISMY

DENTISTS CAFE
Hiba AlRawashdeh · 2024

حد عنده فكرة نوع جهاز روتاري حلو بالشغل لطالب سنة خامسة ويكمل معه ؟

☒ Wismy
188 votes

☐ E connect eighteenth
102 votes

☐ Endo M3 betterway
55 votes

☐ mopex
43 votes

☐ endofree
28 votes

☐ Perfect Plus
15 votes

☐ Woodpecker endo gold
11 votes

65 comments 449 Votes

WISMY EndoMotor
#رقم_واحد بينافس نفسه

Perfect Dent CWISMY



DENTISTS CAFE
Top contributor · Ahmed Saeed · 2024

معنا Apex locator كنت عايز احب Econnet pro عشان Dual function بس مش اقدر هل يستاهل ال Dual function ابي اشترى روتاري مخصوص عشانه

☒ wismy
143 votes

☐ Econnet pro (Dual function)
78 votes

☐ mopex
30 votes

☐ Betterway Endo M3
2 votes

☐ Pippa motor
1 vote

21 comments 254 Votes

WISMY EndoMotor
#رقم_واحد بينافس نفسه

Perfect Dent CWISMY

10
Years
of being Perfect

Doctor's Votes & Reviews

DR. ABD EL-RAHMAN EL-MEKKAWI
Lecturer of Endodontics

Abd El Rahman Elmekkawi
Mohamed ElNabawy
bomedent apex locator

يمكن تجيب مع الويسمي ال
Dual function من ال
احنا شغالين بيه في الجامعة من فتره و مفيش منه مشاكل
ويستحمل شغل الطلبة و العيادات و الوكيل محترم جدا
في التعامل و خدمه ما بعد البيع

Perfect Dent Family TRUST

PERFECT DENT

Perfect Dent Family Trust

Prof. Nehal Nabil
BDS, MSc, PhD
Professor of Endodontics
Faculty of Dentistry, Cairo University

Nahal Nabil · Follow
طبعا Wismy all the way 🇪🇬
Has been with me since 2018
جاني بخدمه اجهزه كثيره .. هو هيفضل
number 1 بالنسبه لي

Perfect Dent · Top contributor
Nahal Nabil
أكر وسام شرفي من البروف الكبيرة
👑 **Our Endo QUEEN**
شهادة تعز بيها يادروف والله وثقه
الاستاذه في الجهاز رقم واحد في مصر
The WAY YOU GOOO

WISMY EndoMotor
Perfect Dent CWISMY

Perfect Dent Family Trust

Dr. Mohamed Abdelmawla
BDS, MSc - Ain Shams University
PhD researcher - Minia University
Lecturer of Endodontics -
Banha National University

Mohamed Abd Elmawla Mohamed
... wismy في افضل قيمة مقابل سعر ال
انا شغال بيه دلوقتي بقالي اكون من ست سنين
قبل ما يندى يتسحر في السوق واشتغلت بالتسح
المختلفة منه لدرجة ان انا شخصيا عمدي اكثر من
جهاز منه ولا كاني بصحبه
ودي نهاده ريتا بحاسبي عليها
وده ميوفولس ان الاتواج الثانية اللي حضرتك داتكها
دي وحشة .. نهاني package ك
wismy durability سعر فا شايف ان ال
يحي في انعام الاول

WISMY EndoMotor
Perfect Dent CWISMY

Perfect Dent Family Trust

Dr. Karim Souror
BDS, MSc Endodontics, International
Micro Endodontic Specialist and Lecturer
Member of the AAE
KOL - Perfect Dent, Bondent

Karim Souror
Wismy from Perfect Dent
جهاز بتاع شغل و محترم و الوكيل في قمة الاحترام
و احسن خدمة ما بعض البيع في مصر الصراحة

WISMY EndoMotor
Perfect Dent CWISMY

Perfect Dent Family Trust

Dr. Tarek Abdelbarry
BDS, MSc - Cairo University
PhD - Minia University
Assistant Lecturer of Endodontics -
ERU University

Tarek Abdelbarry
Wismy
بقاله معايا بقالة ٤ سنين .. ممتاز .. و خدمة ما بعد
البيع فعلا ملهاش مثيل في مصر

WISMY EndoMotor
Perfect Dent CWISMY

Perfect Dent Family Trust

Dr. Magdy Mohy El-Deen
BDS, MSc
Teaching Assistant in Endodontic
department - NUB
Micro - Endodontic Specialist

Magdy Mohy ElDeen
Wismy
معايا شخصيا ف العياده ليه سنين ... ما شاء الله ما
بيترجرجش
ويستخدمه في كل الكورسات ما شاء الله لا خلاف
عليه .. سفاخ شغل .. وواحد من افضل الوكيلات ما
بعد البيع في الصيانة والعلاج ما شاء الله

WISMY EndoMotor
Perfect Dent CWISMY

Perfect Dent Family Trust

Dr. Abdallah Badran
BDS, Endodontic International
Lecturer, Courses Director

Abdallah Badran
Wismy
والله حاربي منه التين
ما شاء الله
يسعدنا لقا حضرتك الغالية في اجهزنا يادكتور
عبدالله وانعمي ان شاء الله لفضل دائما عند
حسن تفكيركم

WISMY EndoMotor
Perfect Dent CWISMY

Perfect Dent Family Trust

Dr. Ali Al-Tahan
BDS, MSc. of Conservative Dentistry
Mastership of LASER Therapy Aachen
Uni, Germany
Lecturer & Instructor-FUE Endodontics
Microscopic Center

Ali I. Al-Tahan
طبعا Wismy
عن تجربه شخصيه معايا من ٢٠١٩
ووكيله من احسن الشركات و خدمه ما بعد البيع
Perfect Dent

WISMY EndoMotor
Perfect Dent CWISMY

10
Years
of being Perfect

Contact Us



perfectdenteg.com



perfectdenteg



perfectdenteg



info@perfectdenteg.com



+201552974571

+201018436971



74 Ammar ibn Yasser, above Metro Market,
Masr Al Jadidah, Cairo, Egypt