

Super Powerful *Handpieces*




Twocore Handpieces




Perfect
Dent

twocore⁺
=DC⁺

QUALITY & PRICE, WON'T BE BEAT



High Torque



Mini Head



Head Size(Width x Height)	12.7mm x 13.1mm	11mm x 13.3mm
Colour temperature(K)	5,500	5,500
Brightness(LUX)	25,500	25,500
Drive Air Pressure(Mpa)	0.25-0.3	0.25-0.3
Power(WATT)	25	22
Speed(RPM)	280,000	300,000
Rotary Instruments	FG burs according to EN ISO 1797-1:2011	FG burs according to EN ISO 1797-1:2011
Ø / max. length(MM)	1.6 / 25	1.6 / 25
Water Spray	Four Ports	Four Ports



Management System
EN ISO 13485:2015
CERTIFIED BY BUREAU VERITAS



Zero Suck-Back

خاصية أمان تمنع الشفط
العكسي لأي سائل خلالها
عند توقف الحركة للحفاظ
على سلامة الطبيب
والمرضى من إنتشار العدوى



Dynamic balancing correction

Quieter, cutting more smoothly

يضمن لك توازن وهدوء الكونترا والقطع بلعومة وتساوي



Super quiet & super powerful

Strong and durable, doctors love

Zero - Eccentricity & No Vibration

Stability, Cutting smoothly, No vibration

Reduce post - operative pain

ثبات BUR أثناء القطع بدون أي إهتزاز عن مركزه مما يؤدي إلى
قطع مستوي ويقلل من إحساس المريض بالألم





FOUR WATER SPRAY,

full cooling, improve the comfort of patient

أربع فتحات تبريد موجهة لـ BUR
بكفاءة عالية وجودة أفضل



كارتلج سيراميك ألماني يدوم طويلاً
وأداء سلس بأعلى كفاءة واعتمادية

Operating more smoothly, long life

Germany ceramic bearings, better
performance, longer life



Steel structure, more stable

Super click push-button

Convenient to take off the bur, save time and labor


When take off the bur, there will be a click
Super strength, stability, great clamping force

فك وتغيير الـ BUR أسهل وبدون أي تعثر أو صعوبة



Lighter Weight Than Ever
أخف من الريشة

Micro-Texture
Surface



Autoclavable USA
Natural LED Light

أقوى إضاءة LED أمريكي لمستوى رؤية أفضل في
فم المريض دون الخوف من التلف أو تغير في شدة
الإضاءة نتيجة كثرة التعقيم.





SPECIAL EDITION



- 1- Super Powerful and Super Quiet (Strong and Durable.)
- 2- Bearing imported from **Japan** .
- 3- **Internal Water Spray.**
- 4- Selected materials (can withstand high temperature and high pressure at 135 C°)
- 5- Standard Push – Button Design (Convenient to take off the bur ,Safe time and effort).
- 6- 1:1 CA bur.
- 7- Selected High Quality Aluminum Alloy (Don't Rust after dentist using for along time.)
- 8- **No vibration.**

LOW SPEED CONTRA ANGLE HANDPIECES



STANDARD EDITION



- 1- Super Powerful and Super Quiet (Strong and Durable).
- 2- Selected materials (can withstand high temperature and high pressure at 135 C°)
- 3- Standard Push – Button Design (Convenient to take off the bur ,Safe time and effort.)
- 4- 1:1 CA bur.
- 5- Selected High Quality Aluminum Alloy (Don't Rust after dentist using for along time.)
- 6- **No vibration.**

CONTACT US



perfectdenteg.com



[perfectdentco](https://www.facebook.com/perfectdentco)



[perfectdentco](https://www.instagram.com/perfectdentco)



[perfectdentco](https://www.youtube.com/perfectdentco)



[perfectdenteg](https://www.linkedin.com/company/perfectdenteg)



[perfectdenteg](https://twitter.com/perfectdenteg)



info@perfectdenteg.com



+201552974571



+201018436971



74 Ammar ibn Yasser, above Metro Market,
Masr Al Jadidah, Cairo